

Meliseptol® HBV – chusteczki



Dezynfekcja powierzchni

- Wyjątkowo efektywnie działa przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom - 1 minuta
- Do stosowania na oddziałach noworodkowych
- Do stosowania w pionie żywieniowym
- Doskonałe właściwości myjące

Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni

Charakterystyka

Meliseptol® HBV chusteczki to gotowe do użycia alkoholowe, nasączone środkiem biobójczym Meliseptol® Rapid chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni.

Właściwości

- chusteczki znajdują się w plastikowej tubie umożliwiającej dozowanie lub w woreczku foliowym stanowiącym opakowanie uzupełniające
- każde opakowanie zawiera 100 chusteczek
- opakowanie dozujące można zastosować ponownie po uzupełnieniu chusteczkami z woreczka uzupełniającego
- możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych
- możliwość stosowania w pionie żywieniowym
- bardzo dobre właściwości myjące
- rozmiar chusteczki 14,5 cm x 20 cm

Zastosowanie

Do przecierania małych powierzchni i sprzętu medycznego odpornych na działanie alkoholu np. elementów miejsca pracy, stołów laboratoryjnych, uchwytów przy drzwiach i lampach, łóżek. W celu dezynfekcji sprzętu należy dokładnie oczyścić daną powierzchnię, stosując, w zależności od potrzeb, jedną lub więcej chusteczek tak, aby cała powierzchnia była całkowicie pokryta substancją aktywną. Czas dezynfekcji – 1 minuta (czas wymagany do zadziałania substancji aktywnej).

Uwaga: Nie stosować do powierzchni ciepłych ze szkła akrylowego lub urządzeń elektrycznych pod prądem! Przed dezynfekcją sprawdzić odporność materiałów wrażliwych na działanie alkoholu względem substancji aktywnej. Szczelnie zamykać pojemnik.

Skuteczność mikrobiologiczna

Mikroorganizmy	Czas działania
Bakterie, grzyby	15 s.
MRSA	30 s.
Prątki	30 s.
HCV	1 min.
HIV	15 s.
HBV	15 s.
Rota wirus	1 min.
Noro	1 min.
Adeno wirus	1 min.
Vaccinia wirus	30 s.
Polio wirus	10 min.

*Metody testowe wg: DGHM, RKI (Robert Koch-Institut), DWV (Niemieckie Stowarzyszenie ds. Kontroli Chorób Wirusowych), ÖGHMP (Austriackie Stowarzyszenie Higieny, Mikrobiologii i Medycyny Prewencyjnej).

Dostępne opakowania

Numer katalogowy

100 chusteczek w plastikowej tubie	19096
100 chusteczek w woreczku uzupełniającym	19097



Meliseptol Rapid® – skład

100g roztworu zawiera:

1-propanol 50.0 g, chlorek dwudecyldwumetyloamoniowy 0.075 g
substancje zapachowe