

Helimatic® Cleaner enzymatic



Mycie narzędzi

- Do maszynowego mycia endoskopów giętkich i wrażliwych na temperaturę wyrobów medycznych
- Do maszynowej obróbki instrumentów i wyposażenia anestetycznego
- Łatwo usuwa zabrudzenia z krwi i wydaliny
- Doskonała kompatybilność materiałowa

Helimatic® Cleaner enzymatic

Enzymatyczny środek myjący do delikatnego procesu maszynowego endoskopów giętkich i wyrobów medycznych

Właściwości

- Do maszynowego mycia endoskopów giętkich i wrażliwych na temperaturę wyrobów medycznych
- Do maszynowej obróbki instrumentów i wyposażenia anestetycznego
- Skuteczny i ekonomiczny
- Łatwo usuwa zabrudzenia z krwi i wydalin
- Doskonała kompatybilność materiałowa
- Wykorzystuje szczególnie skuteczną i innowacyjną kombinację składników w celu optymalizacji parametrów mycia
- Charakteryzuje się niezwykłą siłą myjącą, szczególnie w przypadku zabrudzeń zawierających krew i białko, w tym w przypadku oczyszczania miejsc trudno dostępnych
- Oferuje mycie bez powstawania piany we wszystkich, zakresach temperatur, w połączeniu z wodą zimną, dużymi wstrząsami oraz w warunkach dużego obciążenia biologicznego.
- Charakteryzuje się wysokim poziomem kompatybilności materiałowej, szczególnie w przypadku powierzchni metalowych i plastikowych.

Zastosowanie

Etap mycia odgrywa kluczową rolę w procesie termiczno – chemicznym. Sukces całego procesu uzależniony jest od dokładnego oczyszczenia, aby endoskopy giętkie były wolne od pozostałości z wydalin i białka. Zapobiega to osadzeniu się stwardniałych osadów nie usuniętych zabrudzeń, w trakcie kolejnych etapów: dezynfekcji i schnięcia.

Helimatic® Cleaner enzymatic opracowano w celu spełnienia tych wymagań. Ten produkt o wysokich parametrach posiada neutralny odczyn pH i zapewnia osiągnięcia maksymalnego efektu mycia. Dodatkowo jest on szczególnie wskazany do stosowania wraz z delikatnymi instrumentami.

Helimatic® Cleaner enzymatic posiada doskonałe właściwości myjące, kojarzone zwykle wyłącznie z preparatami alkalicznymi.

Dostępne opakowania

kanister 5 litrów

Numer katalogowy

18761



**Innowacyjne połączenie enzymów
i substancji powierzchniowo czynnych**

Helimatic® Cleaner enzymatic – Skład:

<5% anionowych substancji powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, enzymy, sole kwasów organicznych, rozcieńczalniki, czynniki dyspersyjne, inhibitory korozji, konserwanty, substancje pomocnicze