

Helimatic® Neutralizer C



Mycie narzędzi

- Wiele możliwości zastosowania
- Delikatny skład
- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- Wydajny i ekonomiczny
- Ekologiczny

Helimatic® Neutralizer C

Środek neutralizujący pH w trakcie maszynowego przygotowywania instrumentów po użyciu środka o odczynie alkalicznym. Dekontaminacja utensyliów szpitalnych.

Właściwości

- Wiele możliwości zastosowania:
Helimatic® Neutralizer C to płynny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego służący do neutralizacji resztek alkalicznych w trakcie maszynowego przygotowywania instrumentów.
Kwaśny odczyn środka czyni go skutecznym w procesie dekontaminacji kacek i basenów szpitalnych.
- Nie zawiera substancji powierzchniowo czynnych, fosforanów i tenzydów
- Dobra kompatybilność materiałowa
- Ekonomiczny i wydajny, pracuje w stężeniu od 0,05%
- Udokumentowana kompatybilność z różnego rodzaju myjniemi dezynfektorami, np. Olympus, Getinge
- Całkowicie biodegradowalny

Dane fizyczne i chemiczne

Bezbarwna, bezwonna ciecz, rozpuszczalna w wodzie. PH koncentratu=2,5. Gęstość względna=1,12.

Stężenie robocze

0,05%–0,3% 5–15 min temp.60–80 st.C

Zastosowanie

Etap mycia odgrywa kluczową rolę w procesie dekontaminacji. Istotnym elementem całego procesu dezynfekcji jest dokładne mycie wstępne, które pozbawi instrumentarium/endoskopy zanieczyszczeń widocznych gołym okiem, takie jak krew: wydaliny, fragmenty tkanek. W zależności od rodzaju dezynfekowanego sprzętu, mycie wstępne dokonuje się z użyciem preparatów: Helimatic Cleaner Neutral, Helimatic Cleaner Enzymatic, Helimatic Cleaner Alkaline. Celem usunięcia pozostałości alkalicznych po zastosowaniu środka Helimatic Cleaner Alkaline, sprzęt medyczny należy przepłukać roztworem Helimatic Neutralizer C.

W celu spełnienia indywidualnych wymagań Centralnej Sterylizacji, stosowanie i dozowanie produktu Helimatic® Neutralizer C musi być regulowane przez użytkownika. Program i dozowanie w automatycznych myjkach i urządzeniach do dezynfekcji muszą być dokładnie zaprogramowane i kontrolowane. Nawet w przypadku stosowania w trakcie procesu środka myjącego o neutralnym odczynie pH zaleca się dodawanie środka neutralizującego do pierwszego płukania pośredniego w celu zapobiegania powstawania osadów (np. w przypadku, kiedy woda stosowana w trakcie procesu jest mocno zasolona).

Kwaśny odczyn środka czyni go skutecznym w procesie dekontaminacji utensyliów szpitalnych (mycie kacek i basenów).

Dostępne opakowania

kanister 5 litrów

Numer katalogowy

18803



Nie zawiera fosforanów i substancji powierzchniowo czynnych

Helimatic® Neutralizer C – Skład:
100 ml zawiera 15–30% Kwasu cytrynowego

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun Straße 1, D-34212 Melsungen, Niemcy