

Stabimed® ultra

Wysokiej jakości środek do dezynfekcji narzędzi



Pełne spektrum działania

- Na bazie aktywnego tlenu
- Możliwość dezynfekcji endoskopów
- Nie zawiera aldehydów
- Bezzapachowy, brak oparów
- Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych
- Rekomendacje firmy Karl Storz

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Stabimed® ultra

Wysokiej jakości środek do dezynfekcji narzędzi

- Wolny od aldehydów, QAV i fenoli
- Wysoka zgodność materiałowa
- Bez konieczności używania aktywatora
- Znakomite właściwości myjące
- Bezpyłowy, perłowy granulat
- Do instrumentarium medycznego, sprzętu anestezjologicznego, wyrobów medycznych
- Rekomendowany przez firmę Karl Storz Endoskope

Właściwości

Stabimed® jest wolnym od aldehydów produktem, przeznaczonym do ręcznego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi medycznych. Skład dobrano ze zwróceniem szczególnej uwagi na końcową dezynfekcję elastycznych endoskopów. Ponadto, Stabimed® ultra przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji instrumentów medycznych przed dezynfekcją automatyczną. Jego szerokie spektrum działania spełnia najnowsze kryteria badań CEN (Centre for European Norms- Centrum Norm Europejskich). Stabimed® ultra różni się od produktów zawierających aldehyd glutarowy, ponieważ nie utrzuca białek. Substancja czynna posiada bardzo dobre właściwości myjące i ulega biodegradacji zgodnie z normami OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Dezynfekcja endoskopów sztywnych ze stali nierdzewnej i giętkich jest możliwa dzięki optymalnemu składowi, pH oraz inhibitorom korozji.

Przeznaczenie: Mycie i dezynfekcja termostabilnych i termolabilnych instrumentów medycznych, także giętkich endoskopów.

W ostatnich latach widoczny jest ogólnoswiatowy postęp w zakresie standaryzacji procedury mycia i dezynfekcji elastycznych endoskopów. Niemal wszystkie wytyczne koncentrują się na myciu przy pomocy enzymatycznych środków czyszczących i szczotek, po którym następuje zwalidowana dezynfekcja maszynowa (automatyczne mycie i dezynfekcja) w myjni/dezynfektorze. Wszystkie etapy procesu powinny być udokumentowane i odtwarzalne.

W przypadku braku dostępu do myjni/dezynfektora przeprowadzana jest dezynfekcja manualna przy pomocy wysokiej jakości środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pacjenta. W przeszłości, ogólnoswiatowym standardem dla tych zastosowań był 2,4% roztwór aldehydu glutarowego. Ze względu na jego lotność i silne właściwości drażniące, konieczne było podjęcie kosztownych środków ostrożności,

np. specjalne systemy wentylacyjne lub monitorowanie personelu, w celu spełnienia norm dotyczących limitów maksymalnej ekspozycji lub ekspozycji na stanowisku pracy. Przez lata użytkownicy czekali na bezzapachową alternatywę dla aldehydu glutarowego: produkt o szybkim, skutecznym działaniu, bezpieczny, nietoxyczny i niedrażniący.

Najczęściej stosowane stężenie to 1,0–2,0%, a czas ekspozycji: 10 minut. Dzięki miarce dozującej dołączonej do każdej butelki 800 g i wiadra 4 kg, dozowanie jest bardzo proste. Granulat Stabimed® ultra zapewnia bezpyłowe użytkowanie. Stabimed ultra może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych.

Granulat należy rozpuścić w zimnej wodzie wodociągowej do pożądanego stężenia roboczego (patrz tabela dotycząca skuteczności działania). Kilkakrotnie delikatnie wymieszać roztwór w czasie aktywacji trwającej 10 minut. Niewielkie ilości nierozpuszczonego granulatu nie mają wpływu na aktywność. Aby uzyskać 2% roztwór należy użyć 20g preparatu na 1l wody.

Substancja czynna:

Stabimed® ultra 100 g zawiera nadwęglan sodu, tetraacetylen diaminu (TAED), inhibitory korozji.

Dane fizykochemiczne

	Koncentrat	Gotowy roztwór
Stężenie	100 %	1.0 – 2.0 %
Wygląd	Biały granulat	przezroczysty, jasnoniebieski
Gęstość (20 °C)	b.d.	ok. 1 g/cm ³
pH	b.d.	7 – 8
Zapach	neutralny	charakterystyczny

- Bakteriobójczy i grzybobójczy
- Prątkobójczy
- Wirusobójczy
- Sporobójczy (działanie biobójcze wobec *Clostridium difficile*)



Skuteczność mikrobiologiczna

Mikroorganizm	Normy testowe	Stężenie
Mycie i dezynfekcja termostabilnych i termowrażliwych narzędzi-działanie bójcze wobec bakterii, drożdży, prątków, wirusów i przetrwalników	DGHM / VAH 2001 EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 13704	2.0 % / 10 min 1.5 % / 15 min 1.0% / 60 min
grzyby (<i>A. brasiliensis</i>)	DGHM / VAH 2001 EN 14562	2,0% / 15 min 1.0% / 60 min

Dezynfekcja narzędzi termostabilnych i termolabilnych

- Należy założyć rękawiczki i odzież ochronną, przestrzegać zaleceń producenta narzędzi
- Narzędzia bezpośrednio po użyciu umieścić w roztworze Stabimed® ultra, upewniając się, że są całkowicie zanurzone.
- Przestrzegać właściwego stężenia i czasu działania preparatu.
- Po zakończeniu dezynfekcji dokładnie wypłukać narzędzia pod bieżącą wodą i przeprowadzić końcowe płukanie wodą o jakości co najmniej wody pitnej, zostawić do całkowitego wyschnięcia. Jeżeli istnieją takie zalecenia, użyć smaru, dokonać oceny narzędzia, sprawdzić funkcjonowanie i zapakować narzędzie np. do zamykanego pojemnika w celu przeprowadzenia sterylizacji parowej.
- W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt: www.a-k-i.org

Dezynfekcja endoskopów giętkich

- Należy założyć rękawiczki i odzież ochronną, przestrzegać zaleceń producenta endoskopów dotyczących dezynfekcji
- Mycie wstępne w gabinecie: bezpośrednio po badaniu (enzymatycznym środkiem myjącym, np. Helizyme)
- Dezynfekcja manualna: umyć kanały i inne części endoskopu specjalnymi szczotkami (z wykorzystaniem enzymatycznego środka myjącego, np. Helizyme)
- Płukanie: wypłukać wodą o jakości co najmniej wody pitnej
- Końcowa dezynfekcja: Stabimed® ultra (np. 2 %, 10 min.)
- Płukanie: Dokładnie przepłukać wodą, używając w pełni demineralizowanej, sterylnej wody do płukania końcowego
- Zostawić do całkowitego wyschnięcia (sterylizacja w niskiej temperaturze: w przypadku dostępności, w razie potrzeby)

Stabilność roztworu roboczego gotowego do użycia

W przypadku mycia i dezynfekcji narzędzi, Stabimed® ultra może być używany w okresie 24 godzin od przygotowania lub do momentu stwierdzenia widocznego zanieczyszczenia. Zwykle środki dezynfekujące na bazie nadtlenków są wrażliwe na zawartość materii organicznej. Dlatego, aby przestrzegać zaleceń dobrej praktyki kontroli zakażeń, roztwór roboczy powinien zostać wylany w momencie zakończenia dnia pracy.

Bezpieczne użytkowanie i oznakowanie substancji niebezpiecznych

Patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

Nie używać produktu po upływie terminu ważności.

Zatwierdzony i rekomendowany przez firmę Karl Storz

Właściwości

- Pełne spektrum działania: bakteriobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze i sporobójcze
- Krótki czas działania – 10 minut
- Wysoka tolerancja materiałowa
- Nie zawiera aldehydu i fenolu
- Produkt biodegradowalny
- Doskonałe właściwości myjące, nie wiąże protein
- Bezzapachowy, brak oparów
- Wygodny w stosowaniu, łatwość przygotowania roztworu – miarka załączona do każdego opakowania
- Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych
- Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów i osprzętu dzięki rekomendacjom firmy Karl Storz

Zgodność materiałowa

Stabimed® ultra może być stosowany do mycia i dezynfekcji instrumentów medycznych, osprzętu anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem końcowej dezynfekcji narzędzi wrażliwych na wysoką temperaturę, takich jak elastyczne endoskopy. Stabimed® ultra został zatwierdzony i rekomendowany przez firmę Karl Storz Endoskope. Preparat nie jest przeznaczony do narzędzi z miedzi i mosiądzu, ani do mechanicznie uszkodzonych narzędzi chromowanych i niklowanych.

Aksesoria

Produkt / pojemność / wymiary	Szt./op.	REF
Wanienka na narzędzia: pojemność 2 l (325 x 176 x 150 mm) Z przezroczystym wieczkiem	1	390 8259
Wanienka na narzędzia: pojemność 10 l (530 x 325 x 150 mm) Z przezroczystym wieczkiem	1	390 8267

Biodegradowalność

Substancje czynne i surfaktanty preparatu Stabimed® ultra są biodegradowalne zgodnie z metodami OECD.

Certyfikacja

Stabimed® ultra jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy dotyczącej Wyrobów Medycznych 93/42/EWG jako wyrób medyczny kl. IIb i posiada oznakowanie CE-0123.

Opakowania handlowe / Okres ważności

Opakowanie	REF	Szt./op.	Okres ważności
Stabimed® ultra 800 g butelka	19812	6 szt.	2 lata
Stabimed® ultra 4 kg wiadro	19813	1 szt.	2 lata