

Nowość

- Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki
- Do dezynfekcji przedmiotów wchodzących w kontakt z błoną śluzową
- Wirusobójcze
- Sporobójcze

Meliseptol® Wipes ultra

BEZALKOHOLOWE, WIRUSOBÓJCZE
CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCE

Meliseptol® Wipes ultra – bezalkoholowe, wirusobójcze chusteczki dezynfekujące

Przeznaczenie

Do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych, także wchodzących w kontakt z błoną śluzową. Przydatne szczególnie do sond ultradźwiękowych.

Właściwości

- Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki (14 x 20 cm) do czyszczenia i dezynfekcji wrażliwych na alkohol produktów medycznych
- Bakterio- i drożdżakobójcze
- Wirusobójcze zgodnie z zaleceniami Instytutu im. Roberta Kocha (włącznie z wirusem polio, adeno, polioma oraz HBV, HCV, HIV i wirusami grypy)
- Sporobójcze
- Bardzo dobrze nadają się do końcowej dezynfekcji sond ultradźwiękowych wchodzących w kontakt z błoną śluzową
- Doskonała skuteczność czyszczenia dzięki starannie dobranym składnikom
- Zoptymalizowana aplikacja chusteczek dzięki zastosowaniu zamknięcia typu „safe-lock”

Wskazówki dotyczące zastosowania i dozowania

Odkręcić pokrywkę od pojemnika i rozciąć worek z chusteczkami w oznakowanym miejscu. Pierwszą chusteczkę z rolki ostrożnie lekko wysunąć i przełożyć przez otwór w pokrywie. Pokrywkę ponownie przykręcić do pojemnika. Po umieszczeniu pokrywki we właściwej pozycji, nastąpi wyczuwalne jej zatrzaśnięcie. Pierwszą chusteczkę należy wyrzucić. Tak przygotowany pojemnik jest już gotowy do użycia. Powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji należy przecierać tak, by całkowicie zostały zwilżone roztworem z substancją aktywną. Czas oddziaływania – patrz tabela. Silne, widoczne gołym okiem zabrudzenia można przed właściwą dezynfekcją usuwać za pomocą chusteczek Meliseptol® Wipes ultra.

Opakowanie	Numer katalogowy
Pojemnik zawierający 100 chusteczek 140x200mm	19810

Dane fizykochemiczne
(dane dotyczą roztworu z substancją aktywną chusteczek Meliseptol® Wipes ultra)
postać i barwa: klarowny, bezbarwny roztwór
pH: ca. 11



System aplikacji chusteczek

Aby zapobiec przedwczesnemu wysychaniu chusteczek, pojemnik wyposażony jest w zamknięcie typu „safe-lock”, które sygnalizuje bezpieczne zamknięcie zarówno akustycznie jak i dotykowo. Chusteczki Meliseptol® Wipes ultra umieszczone są w elastycznym woreczku, co zapobiega zetknięciu się chusteczek z wnętrzem pojemnika i minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia. Polietylenowy worek i puszkę pojemnika są produktami jednorazowymi.

Skuteczność mikrobiologiczna

Mikroorganizm	Czas działania
Bakteriobójcze i drożdżakobójcze, wg DGHM, warunki brudne, EN 13727, EN 13624	1 min
Wirusy otoczkowe	
Vaccinia, DVV/RKI	30 sek.
Wirusy bezotoczkowe	
Polio, EN 14476	1 min.
Adeno, EN 14476	1 min.
Murine Norowirus, EN 14476	30 sek.
Polyoma SV 40, DVV/RKI	2 min.
Spory	
Clostridium difficile EN 13704	2 min.

Meliseptol® Wipes ultra – wyciąg z informacji o produkcie
100 g nasączonej chusteczki zawiera jako składniki aktywne:
0,4 g chlorek alkilo (C12-16) dimetylobenzylamoniowy, 0,2 g chlorek didecylodimetylamoniowy