



Enzymatyczna pianka do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych

Nowość

gigazyme® actifoam

Zalety

- zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach
- gotowa do użycia
- doskonała kompatybilność materiałowa
- synergistyczne działanie kompleksu enzymów oraz surfaktantów zapewnia doskonały efekt mycia

Obszary zastosowania

gigazyme® actifoam jest preparatem przeznaczonym do zwilżania i mycia narzędzi bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed dalszym reprocessowaniem.

Właściwości produktu

Preparat gigazyme® actifoam dzięki efektywnemu połączeniu trzech enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz związków powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zanieczyszczenia z narzędzi. Wysoce aktywna piana o doskonałych właściwościach myjących zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. gigazyme® actifoam ułatwia proces maszynowego mycia czyniąc go jeszcze bardziej efektywnym.

Wskazówki dotyczące stosowania

Narzędzia po użyciu należy umieścić w przystosowanym do tego celu pojemniku. Następnie nanieść warstwę piany tak aby wszystkie narzędzia zostały pokryte. Przykryć pojemnik przykrywą w celu bezpiecznego przetransportowania. Przed kolejnymi etapami dekontaminacji manualnej lub maszynowej należy pod bieżącą wodą spłukać z narzędzi zanieczyszczenia i pozostałości piany.



Dane produktu

Zawiera: kokamidopropyl betainę, węglan didecyldimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne, enzymy, substancje antykorozyjne.

Wskazówki szczególne

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temp. +5 do +25. Nie stosować do materiałów wykonanych z aluminium, anodowego aluminium, poliwęglanu oraz powierzchni galwanizowanych. Nie stosować po upływie terminu ważności. Termin ważności: 2 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
gigazyme actifoam 750 ml FL	12/Karton	70002066

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schulke CZ, s.r.o. produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485 oraz ISO 9001.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.com

Wytwórca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon + 420 558 320 260
www.schulke.cz