



Olejek w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z innowacyjną formułą fluidu

mucadont® fluid

Zalety

- doskonale właściwości smarujące,
- błyskawiczna aplikacja zarówno na dużych powierzchniach jak i trudnodostępnych połączeniach zawiasowych,
- innowacyjna formuła fluidu: delikatne dodatki pielęgnujące równomiernie pokrywają całą powierzchnię narzędzia,
- nie klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się,
- brak negatywnego wpływu na skuteczność sterylizacji,
- nie zawiera freonu,
- przedłuża żywotność instrumentów medycznych,
- długotrwała ochrona przed korozją

Obszary zastosowania

- ochrona i pielęgnacja wrażliwych narzędzi chirurgicznych, połączeń oraz zawiasów,
- zapewnia długotrwałe zapobieganie korozji,
- zapewnia długotrwałe utrzymanie jakości i funkcjonalności narzędzi

Wskazówki dotyczące stosowania

Stosować na czyste metalowe narzędzia, przed poddaniem ich sterylizacji.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Spryskać narzędzia z odległości ok. 20-30 cm. Aplikować precyzyjnie, szczególnie na połączeniach, zawiasach itd.



Dane produktu

Skład:
medyczne oleje białe
Gaz nośny: propan, butan

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	0,837 - 0,867 g/cm ³
Kolor	przezroczysty
pH	Nie dotyczy
Tarcie, dynamiczne	Brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

Wskazówki szczególne

Opakowanie jest pod ciśnieniem.
Chronić opakowanie przed działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej 50°C.
Nie rozpylać nad otwartym ogniem.
Termin ważności: 3 lata.
Wielkość opakowania: 400 ml

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
Mucadont fluid spray 400 ml FL	12/Karton	230077

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor:
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11-60-700
Telefax +48 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca:
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com