

schülke →



Środek do mycia endoskopów lub wspomagający efekt czyszczenia preparatu gigasept® FF

Reinigungsverstärker für gigasept® FF

Zalety

- gwarantuje doskonałą ochronę instrumentów
- posiada doskonałe właściwości myjące
- zapewnia ochronę przed korozją

Obszary zastosowania

Środek do mycia endoskopów - z możliwością łączenia z preparatem gigasept® FF new. Stosowany jest do przygotowywania giętkich endoskopów do ponownego użycia jako środek do wstępnego mycia lub w połączeniu z preparatem gigasept® FF new.

Właściwości produktu

Alkaliczny środek myjący przeznaczony do endoskopów. Możliwość łączenia z preparatem gigasept® FF new.

Wskazówki dotyczące stosowania

1% roztwór preparatu (tzn. 10 ml na 1 litr wody) można stosować do mycia endoskopów w odrębnym procesie lub jako wspomaganie efektu czyszczenia w jednym procesie, podczas procesu dezynfekcji w roztworze preparatu gigasept® FF new (1% roztwór płynu myjącego dodać do roztworu roboczego preparatu gigasept® FF new). W mieszaniu roztworów czas oddziaływania odpowiada czasowi oddziaływania dla środka dezynfekcyjnego. Mieszanina roztworów jest aktywna tylko jeden dzień. Sporządzając roztwory robocze należy posługiwać się osobną miarką. Nie dopuszczać do zetknięcia się koncentratów. Nie dopuszczać do wysychania roztworów na powierzchniach instrumentów. Po zakończonym procesie mycia lub mycia i dezynfekcji, endoskop należy dokładnie umyć pod wodą. W przeciwnym razie istnieje możliwość tworzenia się nierozpuszczalnych pozostałości.

CE



Reinigungsverstärker für gigasept® FF

Dane produktu

gigasept® FF new zawiera (zgodnie z zaleceniem UE): < 5% fosfoniany. Pozostałe składniki to inhibitory korozji oraz regulatory pH. Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych i fosforanów.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 1,09 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	bezbarwny
pH	ok. 12,7 / 20 °C / koncentrat
Temperatura zapłonu	> 100 °C / Metoda : ISO 2719

Wskazówki szczególne

Przepisy dotyczące zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przewidują obowiązek noszenia rękawic ochronnych podczas obchodzenia się preparatami dezynfekującymi nie przewidzianymi do stosowania w obrębie skóry.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed mrozem, gorącem oraz działaniem promieni słonecznych.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej. Nie używać preparatu po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 2 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
REINIGUNGSVERSTARKER F.GIGASEPT FF 2L	5/Karton	177002

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



GERÄTETES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10023



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com