



ALKOHOLOWE CHUSTECZKI DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

Incidin™ Alcohol Wipe

GOTOWE DO UŻYCIA CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI WYROBÓW MEDYCZNYCH

Brak pozostałości na powierzchniach w połączeniu z szerokim spektrum i krótkimi czasami działania sprawiają, że chusteczki Incidin Alcohol Wipe idealnie nadają się do stosowania w obszarze medycznym: zapewniają skuteczną dezynfekcję powierzchni wyrobów medycznych i ograniczają rozprzestrzenianie mikroorganizmów chorobotwórczych.

Chusteczki Incidin™ Alcohol Wipe zapewniają:

- Szerokie spektrum działania mikrobójczego (łącznie z Norowirusem) oraz krótkie czasy działania.
- Skuteczność potwierdzoną przy użyciu roztworu odcisniętego z chusteczki.
- Wysokiej jakości materiał z przetłoczeniem, ułatwiający efektywne stosowanie.
- Doskonałą kompatybilność materiałową na powierzchniach odpornych na działanie alkoholi.
- Brak barwników i substancji zapachowych.



Incidin™ Alcohol Wipe

Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji wyrobów medycznych

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UŻYTKOWANIA CHUSTECZEK INCIDIN ALCOHOL WIPE

Szerokie spektrum działania mikrobójczego (łącznie z Norowirusem) przy jednoczesnych, krótkich czasach działania: Szeroka skuteczność i krótkie czasy działania preparatu umożliwiają stosowanie go zarówno do rutynowej dezynfekcji, jak i w przypadku wystąpienia ognisk epidemiologicznych. Skuteczność działania dezynfekcyjnego została potwierdzona przy użyciu roztworu odcisniętego z chusteczki.

Przyjazny dla użytkownika: Wygodna, gotowa do użycia chusteczka alkoholowa do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, dostępna w wielu formatach opakowań.

Kompatybilność materiałowa: Doskonała kompatybilność materiałowa na powierzchniach odpornych na działanie alkoholu w obszarze medycznym.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU INCIDIN ALCOHOL WIPE	CZAS DZIAŁANIA
Dezynfekcja powierzchni wg VAH 2015 (z uwzględnieniem badań wg metodyki EN 16615)	
z udziałem czynnika mechanicznego (bakteriobójczy, drożdżakobójczy, bójczy wobec prątków gruźlicy)	5 min
Normy Europejskie (warunki czyste i brudne)	
EN 16615 (bakteriobójczy, drożdżakobójczy)	1 min
EN 13727 (bakteriobójczy)	1 min
EN 13624 (drożdżakobójczy)	1 min
EN 14348 + metodyka EN 16615 (bójczy wobec prątków gruźlicy)	1 min
EN 14476 (wirusy osłonkowe)	30 s
EN 14476 (ograniczone działanie wirusobójcze)	5 min
EN 14476 Adeno / Noro	5 min
EN 14476 Polyoma SV 40	10 min
EN 14476 Rota	30 s
Działanie wirusobójcze zgodnie z wytycznymi DVV/RKI	
Bójczy wobec wirusów osłonkowych (łącznie z HBV, HCV, HIV) zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI*	30 s

* DVV 2015 (test zawieszinowy)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	OPAKOWANIE	ROZMIAR CHUSTECZKI	KOD
Incidin™ Alcohol Wipe (flow pack)	6 x 100 chusteczek	20 x 20 cm	3094000
Incidin™ Alcohol Wipe (flow pack)	6 x 50 chusteczek XL	25 x 37 cm	3094060
Incidin™ Alcohol Wipe (box)	6 x 90 chusteczek	15 x 17 cm	3094080
Incidin™ Alcohol Wipe (refill)	12 x 90 chusteczek	15 x 17 cm	3094100

OBSZAR ZASTOSOWAŃ



Incidin™ Alcohol Wipe to szybko działające, gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Chusteczki wyjmować pojedynczo z pojemnika. Przetrzeć dezynfekowane powierzchnie, zwracając uwagę na ich dokładne zwilżenie. Pozostawić do wyschnięcia, nie splukiwać. Po użyciu zamknąć pojemnik. Stosowanie chusteczek dezynfekcyjnych nie zastępuje regularnego mycia powierzchni.

SKŁAD

100 g preparatu jako substancje czynne zawiera: 35 g propan-2-ol, 25 g propan-1-ol

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w temperaturze poniżej +25°C. Okres trwałości po pierwszym otwarciu: 2 miesiące.

Wyrób medyczny klasy IIa.

WYROBY MEDYCZNE STOSUJ
BEZPIECZNIE. PRZED UŻYCIEM
ZAPOZNAJ SIĘ Z ETYKIETĄ
PRODUKTU.

WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA
PROFESJONALNEGO.