

schülke -+



Środek neutralizujący do przygotowania do ponownego użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, zawierający kwas fosforowy.

thermosept® NKP płyn

Zalety

- nie zawiera związków powierzchniowo czynnych
- pozytywnie zaopiniowany przez firmę Miele
- optymalizacja wyników procesu mycia po zakończeniu mycia środkami alkalicznymi
- nie pienia się

Obszary zastosowania

Preparat thermosept® NKP stosowany jest do neutralizacji po myciu środkami alkalicznymi. Zastosowanie preparatu pozwala zapobiegać przenoszeniu pozostałości alkaliów. Preparat przeznaczony jest do gruntownego mycia narzędzi oraz komór myjni dezynfektorów. Ponadto nadaje się do kwaśnego wstępnego mycia narzędzi, oraz mycia w manualnej kąpeli zanurzeniowej. Materiały i przedmioty poddawane działaniu preparatu thermosept® NKP należy sprawdzić pod względem ich odporności na działanie kwasów. thermosept® NKP może być stosowany do regeneracji przebarwionych narzędzi. thermosept® NKP może być stosowany w automatycznych myjniach dezynfektorach oraz myjniach tunelowych.

Właściwości produktu

thermosept® NKP jest płynnym preparatem neutralizującym (w postaci koncentratu) na bazie kwasu fosforowego.

Wskazówki dotyczące stosowania

thermosept® NKP nie może być stosowany do metali kolorowych, elementów chromowanych i wykonanych z anodowanego aluminium. Należy zwrócić uwagę na odporność przygotowywanych przedmiotów, maszyny myjącej i instalacji kanalizacyjnej na działanie kwasów. Stężenie użytkowe:

po wcześniejszym myciu w alkaliach:

- 0,1-0,2 % tzn. 1-2 ml/l,

jako kwaśny środek do wstępnego mycia:

-0,2-2 % tzn. 2-20 ml/l,

do gruntownego mycia instrumentów medycznych i wewnętrznych powierzchni maszyn:

- 4 % tzn. 40 ml/l,

jako środek czyszczący w manualnej kąpeli zanurzeniowej:

-4 % tzn. 40 ml/l.



Dane produktu

thermosept® NKP zawiera kwas fosforowy. Produkt nie zawiera związków powierzchniowo czynnych.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 1,43 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	bezbardwy
pH	ok. 1,2 / 20 °C / koncentrat
Tarcie, dynamiczne	Nie oznaczono.
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

Wskazówki szczególne

Nie stosować po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 5 lat.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
THERMOSEPT NKP płyn 6kg KA	1/Kanister	146403
thermosept NKP 20 I KA	1/Kanister	146409

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.



Przedsiębiorstwo należące do grupy Air Liquide



Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.pl

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com