

# Monosyn® Quick

## Szwy wchłaniaalne

### Opis

Monosyn® Quick jest syntetycznym, monofilamentowym szwem o krótkim okresie podtrzymywania, wykonanym z glikonatu. Monosyn® Quick zapewnia doskonałe właściwości poręczności i bezpieczeństwo węzła. Rekomendowany jest do zespolenia tkanek miękkich o szybkim procesie gojenia dla różnych dyscyplin. Użycie Monosyn® Quick gwarantuje doskonały rezultat kosmetyczny.

### Właściwości:

- 70 - 80% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania
- 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 6 - 7 dniach od zaimplantowania
- 20 - 30% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10 dniach od zaimplantowania
- 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 14 - 21 dniach od zaimplantowania
- Całkowita absorpcja masy szwu po 56 dniach.

### Wskazania:

- Chirurgia plastyczna
- Odontologia i otolaryngologia
- Ginekologia i położnictwo
- Urologia i pediatria
- Szycie skóry, szew śródskórny



### Cechy i korzyści:








- Krótki profil podtrzymywania - redukuje ryzyko infekcji i przyspiesza proces gojenia
- Szybka absorpcja - redukuje ryzyko powstania zapalenia
- Wyjątkowo poręczny - giętkość szwu, łatwość wiązania i pewność węzła
- Minimalna pamięć materiału - atraumatyczna penetracja
- Struktura monofilamentowa - redukuje ryzyko infekcji i traumatyzacji tkanek







## Monosyn® Quick

### Charakterystyka produktu:









Struktura	Monofilament
Kolor	Bezbarwny
Skład chemiczny	Glikonat (72% glikolid, 14% kaprolakton, 14% węglan trimetyleny)
Powleczenie	Niepowlekany
Materiał	Syntetyczny
Rozmiary	USP 6/0 - USP 1
Zdolność podtrzymywania tkankowego	50% - 6 - 7 dni po zaimplantowaniu
Absorpcja	56 dni (proces hydrolizy)
Sterylizacja	Tlenek etylenu








# Monosyn® Quick

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
 HR 13	45 bezbarny	C0025193	C0025194	C0025195					
 HR 17	45 70 bezbarny	C0025216	C0025225 C0025051	C0025052	C0025053				
 HR 22	45 70 bezbarny				C0025160	C0025245 C0025246	C0025247		
 HR 26	70 bezbarny			C0025057	C0025058	C0025059	C0025060		
 HR 26s	70 bezbarny					C0025361	C0025165		
 HR 30	70 bezbarny					C0025294	C0025295	C0025296	
 HR 37s	70 90 bezbarny				C0025064 C0025070	C0025065 C0025071	C0025066 C0025072	C0025067 C0025073	












Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
<b>1/2 koła igła okrągła</b>									
 HR 40s	70					C0025076	C0025077	C0025078	
	90 bezbarwny				C0025080			C0025082	C0025083
 HR 43	70 bezbarwny						C0025176		
 HR 48	90 bezbarwny					C0025086	C0025087	C0025088	
 HR 65	90 bezbarwny					B0025261			
<b>1/2 koła igła okrągła o zakończeniu tępym</b>									
 HRN 65	70 bezbarwny						B0025139		
<b>5/8 koła igła okrągła</b>									
 FR 26	70 bezbarwny					C0025047			





# Monosyn® Quick

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
<b>Igła prosta okrągła</b>									
<b>GR 19</b> 	45 bezbarwny		C0025114	C0025115					
<b>Igła prosta odwrotnie tnąca</b>									
<b>GS 51</b> 	70 bezbarwny			C0025180	C0025181	C0025182	C0025172		
<b>GS 60</b> 	70 bezbarwny				C0025186				
<b>1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym</b>									
<b>HRT 17</b> 	70 bezbarwny		C0025152						
<b>HRT 37</b> 	90 bezbarwny					C0025091	C0025092	C0025093	
<b>HRT 37s</b> 	70 bezbarwny					C0025103			
<b>HRT 43</b> 	90 bezbarwny						C0025284	C0025285	
<b>HRT 48</b> 	90 bezbarwny						C0025275		

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
<b>3/8 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym</b>									
 <b>DRT 18</b>	70 bezbarwny			C0025313	C0025314				
<b>1/2 koła igła odwrotnie tnąca</b>									
 <b>HS 15</b>	45 bezbarwny		C0025143						
 <b>HS 18</b>	70 bezbarwny				C0025379				
 <b>HS 23</b>	45 bezbarwny			C0025388	C0025389				
 <b>HS 37</b>	70 bezbarwny						C0025174		
 <b>HS 37s</b>	90 bezbarwny					C0025265	C0025266		
 <b>HS 40s</b>	90 bezbarwny						C0025256	C0025257	

# Monosyn® Quick

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
<b>3/8 koła igła odwrótnie tnąca</b>									
DS 12 	45	C0025134	C0025135 C0025323	C0025136 C0025304	C0025169				
	70					bezbarny			
DS 16 	45		C0025125 C0025331	C0025126 C0025332	C0025333				
	70	bezbarny							
DS 19 	45	C0025005	C0025001 C0025006	C0025002 C0025007	C0025003 C0025008	C0025009			
	70						bezbarny		
DS 24 	45			C0025011	C0025351 C0025012	C0025352 C0025013	C0025342		
	70	bezbarny							
DS 30 	70				C0025014	C0025015	C0025107		
		bezbarny							
<b>1/2 koła igła odwrótnie tnąca z zakończeniem Micro - point - plastyczna / kosmetyczna</b>									
HSMP 15 	45			C0025101					
		bezbarny							
<b>3/8 koła igła odwrótnie tnąca z zakończeniem Micro - point - plastyczna / kosmetyczna</b>									
DSMP 11 	45	C0025020	C0025021						
				bezbarny					
DSMP 13 	45	C0025023	C0025024 C0025111	C0025025 C0025337					
	70				bezbarny				
DSMP 16 	45	C0025027	C0025028	C0025029	C0025030				
						bezbarny			
DSMP 19 	45		C0025031	C0025032 C0025036	C0025033 C0025037	C0025038			
	70	bezbarny							
DSMP 24 	45			C0025039 C0025042	C0025040 C0025043	C0025044			
	70	bezbarny							

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła mikrograwerowana z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem Micro – point – Dermaslide® – plastyczna / kosmetyczna									
DGMP 11 	45 bezbarwny	C0025807	C0025805						
DGMP 13 	45 bezbarwny		C0025806	C0025802					
DGMP 16 	45 bezbarwny			C0025803					
DGMP 19 	45 70 bezbarwny		C0025808	C0025804	C0025801				

