

Monosyn®

Szwy wchłaniaalne

Opis

Monosyn® jest syntetycznym, monofilamentowym szwem o średnim okresie wchłaniania, wykonanym z glikonatu, dostępnym w kolorze bezbarwnym dla zamknięcia ran powierzchniowych oraz fioletowym dla pozostałych wskazań. Monosyn® gwarantuje doskonałe właściwości poręczności i pewność węzła, jest rekomendowany do zespożeń tkanek miękkich.

Właściwości:

- 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 13 - 14 dniach od zaimplantowania
- 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28 dniach od zaimplantowania
- Całkowita absorpcja masy szwu - 60 - 90 dni

Wskazania:

- Chirurgia żołądkowo - jelitowa
- Ginekologia / położnictwo
- Urologia
- Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
- Szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna)
- Podwiązki












Cechy i korzyści:





- Wyższa początkowa wytrzymałość na rozciąganie
- Profil degradacji idealny dla tkanek miękkich
- Gładkość przejścia przez tkanki - ograniczenie traumatyzacji tkanki
- Doskonała giętkość i elastyczność szwu ułatwia manipulowanie szwem i wykonywanie węzłów podczas zabiegu











Monosyn®









Charakterystyka produktu:











Struktura	Monofilament
Kolor	Fioletowy lub bezbarwny
Skład chemiczny	Glikonat (72% glikolid, 14% kaprolakton, 14% węglan trimetylenu)
Powleczenie	Niepowlekany
Materiał	Syntetyczny
Rozmiary	USP 7/0 - USP 2
Zdolność podtrzymywania tkankowego	50% 13 - 14 dni po zaimplantowaniu
Absorpcja	60 - 90 dni (proces hydrolizy)
Sterylizacja	Tlenek etylenu






Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
1/2 koła igła okrągła									
HR 13 	45	C0022132							
	70 fioletowy			C0022007	C2022008	C0022009			
HR 13b 	70 fioletowy		C0022301						
HR 17 	70 fioletowy		C0022002	C2022003	C2022004	C2022005			
	70 bezbarwny			C0023003	C0023004	C0023005	C0023006		
HR 17  odczepiana	8x45 fioletowy				M0022938	M0022939			
2xHR 17 	70 fioletowy			C0022803	C0022804	C0022805			
HR 17b 	70 fioletowy			C0022616	C0022688	C0022689			
2xHR 17b 	70 fioletowy				C0022626				
HR 22 	30					C0022017	C0022018		
	45		C0022412	C2022413		C0022415			
	70			C0022013	C2022014	C2022015	C2022016		
	120 fioletowy					C0022519	C0022520		
	70 bezbarwny				C0023014	C0023015	C0023016		
HR 22  odczepiana	4x45				C0022510	C0022511	C0022512		
	4x70				C0022061				
	8x45 fioletowy				M0022695	M0022696			









Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
1/2 koła igła okrągła									
 2xHR 22	70				C0022814	C0022815			
	90 fioletowy				C0022914	C0022915			
 HR 22b	70 fioletowy				C2022659	C2022660	C0022661		
 HR 22b odczepiana	8x45 fioletowy				M0022627				
 2xHR 22b	70				C0022632	C0022639			
	90 fioletowy				C0022638				





Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
	30						C0022023		
	70 90 fioletowy		C0022423	C2022024 C2022422	C2022025 C2022425	C2022026 C2022426	C2022027	C0022028	
	70 bezbarny				C0023025	C0023026			
	4x45 8x45 fioletowa			M0022260	M0022261	C0022522 C0022523			
	70 90 fioletowy			C0022823 C0022824	C0022835 C2022825	C0022836 C0022826			
		90 fioletowy				C0022218			
	70 fioletowy			C0022643	C2022357	C0022358			
	70 90 fioletowy				C0022649 C0022650	C0022654			
		8x45 8x70 fioletowa			M0022645 M0022646				
	70 90 fioletowy			C0022084	C0022085 C0022485	C2022086 C0022486	C0022087 C0022487	C0022088 C0022488	C0022089
		70 fioletowy		C0022034	C2022035	C2022036	C2022037	C0022038	
	70 90 fioletowy				C0022435 C0022535	C0022436 C0022536			










Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
 HR 37	70			C0022044	C2022045	C2022046	C2022047	C2022048	C0022049
	90 fioletowy				C2022445	C2022446	C2022447	C0022448	
 HR 37 odczepiana	4x45 fioletowy					C0022542	B0022543		
 HR 37s	90 fioletowy					C2022456	C2022457	C2022458	
	90 bezbarwny				C0023930	C0023456	C0023081		
 HR 40s	70					C0022066	C2022067	C2022068	C0022069
	90 fioletowy					C0022466	C2022467	C2022468	B0022469
 HR 40s odczepiana	4x45 fioletowy						B0022548		
 HR 48	90					C2022076	C2022077	C2022078	B0022079
	120							B0022578	
	140 fioletowy							B0022290	
	120 bezbarwny							B0023478	
 HR 60	90 bezbarwny							B0022490	
 HR 76	90							B0022493	
	150 fioletowy								B0022494






Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła przeciwzakłuciowa									
 HRB 37s odczepiana	8x45 fioletowy						M0022287	M0022890	M0022891
 HRB 48 odczepiana	8x45 fioletowy						M0022880	M0022881	
3/8 koła igła okrągła									
 2xDR 8	45 fioletowy		C0022582						
 DR 12	70 fioletowy	C0022095	C0022096						
 DR 18	70 fioletowy		C0022093	C2022094					
 DR 18 pętla	30 fioletowy				C0022783				
 DR 22	70 fioletowy			C0022110	C2022100				
 DR 26	70 120 fioletowy				C0022117 C0022121	C2022118			
 DR 32	70 fioletowy			C0022111	C0022101	C0022106	C0022125	C0022126	
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu tępym									
 DRN 64	90 fioletowy							B0022400	







Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
5/8 koła igła okrągła									
 FR 26	70 fioletowy			C0022618	C0022619	C2022620	C2022621		
	70 bezbarny				C0023622	C0023620			
 2xFR 26	70 fioletowy			C0022734	C0022735	C0022736			
	90 fioletowy				C0022727	C0022740			
 FR 36	70 fioletowy					C0022636	C0022637		
 2xFR 36	90 fioletowy				C0022729	C0022730	C0022731		
 FR 40	70 fioletowy					C0022629	C0022630		










Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
 HRT 13	70 fioletowy	C0022310	C0022311						
 HRT 17	70 fioletowy	C0022322	C0022323	C0022324	C0022325	C0022326			
 2xHRT 22	90 fioletowy			C0022430	C0022431				
 HRT 26	70 90 fioletowy			C0022304	C2022305	C2022306	C0022307 C0022507	C0022308 C0022508	
 HRT 30	70 fioletowy				C0022335	C0022336	C0022337	C0022338	
 HRT 37	70 90 fioletowy						C0022316 C2022516	C0022317 C0022517	C0022318 C0022518
 HRT 40	90 fioletowy						C0022527	C0022528	
 HRT 48	90 fioletowy						C0022332	C0022333	




Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
DRT 18 	70 fioletowy		C0022343	C0022344					
DRT 22 	70 fioletowy			C2022354	C2022355				
DRT 26 	70 fioletowy				C0022365	C2022366			
DRT 32 	70 fioletowy					C0022376	C0022377	C0022378	

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła odwrótnie tnąca									
 HS 18	70 bezbarny		C0023263	C0023264					
 HS 23	70 bezbarny			C0023224	C2023225	C0023226			
 HS 26	70 90 fioletowy				C2022236 C2022072	C2022237 C2022299			
	70 bezbarny				C0023239	C2023240			
 HS 26s	70 90 fioletowy				C0022241	C2022242 C2022053	C2022243		
	70 bezbarny							C0023230	
 HS 30	70 bezbarny					C0023250	C0023251		
 HS 37	70 bezbarny				C0023235	C2023236	C0023237	C0023238	
 HS 37s	70 90 fioletowy					C2022247	C2022248 C0022477	C2022249 C0022478	
	90 fioletowy								B0022269
 HS 40	90 bezbarny						C0023247	C0023248	
	90 bezbarny								
 HS 48	90 bezbarny						C0023259	C0023258	

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła odwrotnie tnąca									
DS 12 	45	C0022102	C0022103	C0022104					
	70	C0022109	C0022210						
	fioletowy								
	45	C0023102	C0023103						
70	C2023412	C2023413	C2023414						
bezbarny									
DS 16 	45		C2022419	C0022420	C0022421				
	70			C0022220					
	fioletowy								
	45	C0023562	C0023563	C2023303					
70		C2023423	C2023424	C2023425					
bezbarny									
DS 19 	45		C0022503	C2022504	C0022505				
	70			C2022204	C2022205	C0022239			
	fioletowy								
	45		C0023503	C2023204	C2023205	C0023506			
70		C2023403	C2023404	C2023405	C0023406				
bezbarny									
DS 24 	70			C2022214	C2022215	C2022216	C2022217		
	fioletowy								
	45			C0023114	C2023115	C0023116			
	70			C2023214	C2023215	C2023216	C0023181	C0023182	
90				C0023210					
bezbarny									
DS 30 	70					C2022231	C2022232	C0022233	
	fioletowy								
	45					C0023201			
70			C0023207	C0023435	C2023436	C0023437			
bezbarny									

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Igła prosta odwrotnie tnąca									
GS 51 	70 bezbardwy			C0023279	C0023280	C0023281			
GS 60 	70 bezbardwy			C0023284	C2023285	C0023286			
Igła prosta okrągła									
GR 19 	30 fioletowy			C0022410	C0022406				
2xGR 65 	70 fioletowy					C0022575			
Igła okrągła typu „narta”									
SKR 19 	120 fioletowy				C0022714				
SKR 26 	120 fioletowy				C0022717	C0022718			

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
3/8 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro - point - plastyczna / kosmetyczna									
 DSMP 7	45 bezbarny	C0023647							
 DSMP 11	45 fioletowy	C0022644	C0022601	C0022602					
	45 bezbarny	C0023641	C2023642	C2023643					
 DSMP 13	45 fioletowy	C0022608	C0022432	C0022433	C0022434				
	45 bezbarny	C0023601	C0023602	C2023603	C2023604	C0023605			
 DSMP 16	45 70 bezbarny			C2023613 C0023162	C2023614 C2023163				
	45 70 bezbarny			C2023623	C2023624 C2023627	C2023625 C2023628			
 DSMP 24	45 70 bezbarny				C2023634 C2023632	C2023633 C2023635	C0023637 C2023636		
	3/8 koła igła mikrograwerowana z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem Micro - point - DermaSlide® - plastyczna / kosmetyczna								
 DGMP 11	45 bezbarny		C0023709	C0023705					
 DGMP 13	45 bezbarny		C0023710	C0023706	C0023702				
 DGMP 16	45 bezbarny			C0023707	C0023703				
 DGMP 19	45 70 bezbarny			C0023708	C2023704		C2023701		
	70 bezbarny					C2023717			

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym									
 DRC 10	70 fioletowy		C0022382						
 DRC 12	70 fioletowy		C0022392	C0022403					
 2xDRC 12	70 fioletowy		C0022832	C0022845					

Podwiązki

	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Nici przycięte									
	3x45 fioletowy		C0020003	C0020004	C0020005	C0020006	C0020007	C0020008	
	6x45 fioletowy			C0020014	C0020015	C0020016	B0020017	B0020018	
	6x45 bezbarwny					C0023811			
	5x70 fioletowy			C0020024	C0020025	C0020026	C0020027	B0020028	
	1x140 fioletowy				C0020035	C0020036	C0020037	C0020038	
Szpulki z podwiązkami									
	1x250 fioletowy					G0020046	G0020047	G0020048	
	1x250 bezbarwny					G0021246	G0021247		