



# MEDISEPT



## Mediclean 240 Steel

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej

### Zastosowanie:

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchniom wysoki połysk oraz zapewnia ochronę przed powstaniem rdzy i procesami oksydacji (utleniania). Usuwa odciski palców, smugi i plamy. Zapobiega powtórnemu osadzeniu się zabrudzeń.

Tylko do użytku profesjonalnego.

### Sposób użycia:

Produkt gotowy do użycia. Spryskaj powierzchnię ściereczki preparatem lub bezpośrednio czyszczoną powierzchnię. Przetrzyj i wypoleruj czystą, suchą ściereczką.

### Opakowania handlowe:

butelka 500 ml ze spryskiwaczem

pH 8±0,5

Arkusze danych składników dostępne na stronie:  
[www.medisept.pl](http://www.medisept.pl)



Spray



Stal  
nierdzewna