



MEDISEPT



Mediclean 314 Sanit

Koncentrat do czyszczenia urządzeń sanitarnych takich jak: muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki oraz armatury łazienkowej

Zastosowanie:

Do utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Skutecznie usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz tłuste zabrudzenia. Zalecany do mycia umywarek, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej, a także elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Zapewnia doskonałą czystość, pozostawiając przyjemny zapach. Nie niszczy czyszczonych powierzchni. Działa antybakteryjnie. Polecany do stosowania m.in. w zakładach przetwórstwa spożywczego i zakładach opieki zdrowotnej. Nie wymaga stosowania specjalnych środków ochrony osobistej. Może być używany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

MYCIE CODZIENNE: w zależności od zabrudzenia rozcieńczać od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody.

MYCIE GRUNTOWNE: nanieść nierozcieńczony środek na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5 - 10 min. i spłukać.

Zapach:

wiśnia

Opakowania handlowe:

butelka 1 l, kanister 5 l



Dozowanie:
25 – 200 ml →
10l zimnej wody

pH 1±0,5

Arkusz danych składników dostępny na stronie:
www.medisept.pl



Koncentrat



Powierzchnie
sanitarne



Kabiny
prysznicowe,
armatura



Zapach
wiśni