

Silne działanie i wyjątkowa ochrona

Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

- bez barwników i substancji zapachowych
- doskonała pielęgnacja skóry rąk dzięki innowacyjnej formule z substancjami pielęgnującymi (D-pantenol + etyloheksylogliceryna)

- szeroka skuteczność bójcza
- testowany dermatologicznie
- bez zawartości etanolu



Nazwa artykułu	Numer artykułu		
sensiva® wash lotion hyclick® 500 ml hyclick® 1 l hyclick®	70000138 70000137		
desderman® pure hyclick® 500 ml hyclick® 1 l hyclick®	70000813 70000814		
desmanol® pure hyclick® 500 ml hyclick® 1 l hyclick®	70000817 70001795		
dozownik hyclick® dozownik hyclick® (500 ml / 1000 ml)	60000045		
akcesoria wymienne do dozowników ociekacz hyclick®	60000037		
wyposażenie	500 ml	1 l	
Uchwyt ścienny	134411	134416	
Uchwyt na łóżko (prosty)	134412	134413	
Uchwyt na łóżko (pochyły)	134414	134415	
Uchwyt uniwersalny	70001419	70001420	

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.



Z praktycznym zastosowaniem systemu hyclick® mogą się Państwo zapoznać na stronie www.hyclick.com (wersja angielskojęzyczna) lub bezpośrednio, korzystając z zamieszczonego obok kodu QR.

Prostota z gwarancją bezpieczeństwa!

Bądź bezpieczny, to proste!

Innowacyjny system dozowania preparatów do higieny rąk.



„click“

hyclick®
system

Funkcjonalność i bezpieczeństwo



Dostępne pojemności:

desmanol® pure 100 ml, 500 ml, 500 ml hyclick®, 1l, 1l hyclick®, 5l
desmanol® pure gel 100 ml, 500 ml, 1l

Produkty biobójcze.

desmanol® pure – numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6689/16.
desmanol® pure gel – numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6695/16.
desderman® pure – numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4363/11.

youtube.com/schuelkeChannel

facebook.com/myschulke

instagram.com/schuelke_com

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa
Telefon: 22 11 60 700
Fax: 22 11 60 701
www.schulke.pl

Air Liquide
HEALTHCARE

hyclick® butelka

Wyjątkowo bezpieczna

Rozwiązanie hyclick® to **pompka zintegrowana z butelką**.

Zamknięty system gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją.



„click“

- opakowanie jednorazowego użytku
- pompka i butelka stanowią integralną całość
- ponowne użycie pompki nie jest możliwe dzięki zastosowaniu zamknięcia typu „non removal“
- zapewnia kontrolę pierwszego użycia
- spełnia zalecenia DGKH/RK

- wyższy poziom bezpieczeństwa – dzięki innowacyjnemu, kontrolnemu klipsowi pierwszego otwarcia
- niższe koszty – brak konieczności przygotowania systemu dozującego do ponownego użycia

hyclick® dozownik

Prosty w użyciu

Dozownik przeznaczony do butelki hyclick®.



- regulowana ilość dozowanego preparatu – 1,5 lub 3 ml



- szybka wymiana butelki – tylko jeden „click“



- przystosowany do butelek hyclick® o pojemności 500 ml i 1 l

prosty montaż

łatwy w utrzymaniu czystości

Możliwości zastosowania systemu hyclick®

Uniwersalność użytkowania

Możliwość instalowania systemu hyclick® w różnorodnych dozownikach.



dozownik hyclick®

uniwersalny uchwyt do butelek

uchwyt na łóżko

uchwyt ścienny

możliwość użycia bez dodatkowych akcesoriów