



Dozownik łokciowy typ KHL

Zalety

- ▶ regulowany system dozowania w zakresie od 0,75 ml do 1,5 ml na każde przyciśnięcie
- ▶ obudowa z anodowanego aluminium (działanie bakteriostatyczne) oraz ABS
- ▶ dozownik, z wyjątkiem części ściiennej, może być sterylizowany w autoklawie i jest przystosowany do mycia w myjniach - dezynfektorach
- ▶ łatwy montaż na ścianie
- ▶ łatwy w myciu i dezynfekcji dzięki możliwości demontażu dozownika i pompki.
- ▶ stale widoczny poziom ilości preparatu.
- ▶ odporność na alkoholowe preparaty dezynfekcyjne

Opis

Proste i dokładne dozowanie środków do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk

- ▶ dozownik łokciowy
- ▶ możliwość regulacji dozowanej jednorazowo ilości preparatu: 0,75 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml
- ▶ wymienna pompka wykonana z wysokogatunkowego plastiku zapewnia prawidłowy przepływ preparatu
- ▶ dozownik przystosowany do dozowania preparatów o różnej gęstości i lepkości bez efektu zatykania, sklejanía czy skapywania
- ▶ dozownik wyposażony w specjalną nakładkę zapewniającą optymalne dopasowanie butelek o różnej szerokości szyjki oraz zabezpieczającą przed ułatwianiem się alkoholi ze środków do dezynfekcji
- ▶ obudowa z anodowanego aluminium w kolorze srebrny mat. oraz ABS
- ▶ dźwignia ze stali szlachetnej

Wymiana preparatu

Przy zmianie preparatu wymagana jest jedynie prosta wymiana butelek i przepłukanie systemu dozującego.


Mycie i dezynfekcja

W celu wyczyszczenia części dozującej dozownika można łatwo bez użycia narzędzi odłączyć go od części ściiennej dozownika. Gładka powierzchnia umożliwia łatwe mycie oraz dezynfekcję.

KHL 500

Szerokość: 8,2 cm
Głębokość: 21,5 cm
(wraz z dźwignią)
Wysokość: 24,5 cm


Wersja do butelki 500 ml



KHL 1000

Szerokość: 9,2 cm
Głębokość: 22,5 cm
(wraz z dźwignią)
Wysokość: 29,0 cm
Długość dźwigni: 18 cm

Wersja do butelki 1000 ml



W dozownikach tych używa się butelek o pojemności 500 ml i 1000 ml, montowanych jednym ruchem ręki. Po wykorzystaniu preparatu butelkę równie łatwo można wymienić.

Producent

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Strasse 2
22840 Norderstedt
Niemcy

Dystrybucja

Schulke Polska Sp. z o.o.,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,
tel. 22 568 22 02-03, fax 22 568 22 04
email: schulke.polska@schuelke.com
www.schulke.pl