



MEDISEPT



Mediclean 230 Wood

Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych i laminowanych

Zastosowanie:

Dzięki zawartości naturalnych wosków i silikonów preparat nadaje powierzchniom połysk oraz chroni je przed kurzem i ponownymi zabrudzeniami. Preparat jest wydajny, posiada przyjemny zapach i nie pozostawia smug. Stosować wyłącznie na zabezpieczone drewno.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. Za pomocą miękkiej i suchej ściereczki rozprowadzić ciekłą warstwę mleczka na powierzchni. Polerować aż do zniknięcia nadmiaru preparatu.

Zapach:

różany

Opakowania handlowe:

butelka 500 ml ze spryskiwaczem

pH $8 \pm 0,5$

Arkusz danych składników dostępny na stronie:
www.medisept.pl



Mleczko



Meble
drewniane
i laminowane



Zapach różany